

ECL Prime

販売 1,000 個突破 謝恩キャンペーン

2011年9月12日



2012年2月29日

弊社受注分まで

2011年1月に
新登場したECL Primeは、
発売から7ヶ月、
おかげさまで販売数が
1,000個を突破いたしました。
感謝の想いを込めて
20%OFFの謝恩価格で
ご提供をご案内
いたします。



20%
OFF

希望小売価格 35,400 円



謝恩キャンペーン
期間中価格

28,300 円

ECL Prime の特徴

微量タンパク質のバンドがくっきり

ECL Plus と比べて感度が 2~4 倍高く、ECL Plus で見えにくかった微量タンパク質のバンドもくっきりと検出します。また、ダイナミックレンジが広いので、同じプロット上にある多量のタンパク質と微量のタンパク質の両方を 1 回の反応で検出・定量できます。

操作手順・バッファーを変えずに ECL Prime へ移行可能

ECL Plus と検出原理は同じで基本性能が強化されています。そのため、ECL Plus の実験条件を変えずに ECL Prime へ移行できます。また、2 液を 1:1 混合で利用できるため、利便性においてもより使いやすく改良されています。

※ ECL Plus から ECL Prime へ変更する際に、さらに良好な結果を得るためのアドバイスも Web サイトで公開

検索



GE imagination at work

掲載されている価格は本キャンペーン対象期間内の希望小売価格です(表示価格には消費税は含まれておりません)。希望小売価格は単なる参考価格であり、弊社販売代理店が自主的に設定する販売価格を何ら拘束するものではありません。

ライフサイエンスフォーラムに寄せられた80件以上のお客さまの声を一部ご紹介。 (製品名・略称等はお客様の記載をそのまま掲載)



とにかく、plusに比べて感度が高いのに驚いた。慣れていたので気にしていなかったが、2液を等量ずつ混ぜるのはやはり楽だと思う。

Tortue 様

普段お使いの検出試薬: ECL Plus
変更した実験条件: 変更していない



露光が短時間で終わり、バックグラウンドも低かった。

ak 様

普段お使いの検出試薬: ECL Plus
変更した実験条件: 変更していない



ECL Plusと比較して、3~4倍シグナルの感度がアップした。

S.I. 様

普段お使いの検出試薬: ECL Plus
変更した実験条件: 変更していない



通常plusを使用していますが、感度に関してはPrimeの方が良好でした。Backの上昇が少し見られましたが、条件を調整することによりplusよりも高感度、高S/Nが得られると思われそうです。今後しばらく併用し、Primeへの切り替えを検討したいと思います。

ECL Plus
Heavy User 様

普段お使いの検出試薬: ECL Plus
変更した実験条件: 変更していない



感度はよい(Plusと同等かそれ以上)。発光持続時間も長い印象。強いシグナルでもすぐに白抜けになることはなかった。幅広いダイナミックレンジで定量性よく解析するのに向いているかもしれない。

たくみ様

普段お使いの検出試薬: ECL Plus
変更した実験条件: 変更していない



Advanceの場合は逆に感度が良すぎて条件検討が難しい時もあったが、ECL Primeは一度でかなり良好な結果が得られた。今後もECL Primeを使用したいと思う。

fm 様

普段お使いの検出試薬: ECL Advance
変更した実験条件: 変更していない

●ご注文情報 (2011年9月12日~2012年2月29日弊社受注分まで)

製品	包装	コード番号	謝恩キャンペーン期間中価格(円)
ECL Prime Western Blotting Detection Reagent	for 1,000 cm ² membrane	RPN2232	28,300

※ 化学蛍光検出には対応していません。

ECL Prime専用 Webサイト

www.gelifesciences.co.jp

バイオダイレクトライン (テクニカルのお問合せ)

● TEL: 03-5331-9336

ウェスタンブロットング関連のお問合せは応答メッセージの後に を押してください。

● FAX: 03-5331-9370

● e-mail: Tech-JP@ge.com

別冊

ウェスタンブロットング攻略ガイド
トラブルシューティング 感度アップ編



7月完成
無料配布中!
ご請求はWebから

掲載されている価格は2011年9月現在の希望小売価格です(消費税は含まれておりません)。希望小売価格は単なる参考価格であり、弊社販売代理店が自主的に設定する販売価格を何ら拘束するものではありません。

掲載されている製品は試験研究用以外には使用しないでください。掲載されている内容は予告なく変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。掲載されている社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。お問い合わせに際してお客さまよりいただいた情報は、お客さまへの回答、弊社サービスの向上、弊社からのご連絡のために利用させていただく場合があります。

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

ライフサイエンス統括本部

〒169-0073

東京都新宿区百人町 3-25-1 サンケンビルディング

お問合せ: バイオダイレクトライン

TEL: 03-5331-9336 FAX: 03-5331-9370

e-mail: Tech-JP@ge.com



ISO 9001:2008認証取得

取扱店